

DiCont
Especificação de Caso de Uso:

Adicionar Medida de Glicose

Versão 1.0

DiCont	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: Adicionar Medida Glicose	Data: 4/10/2015

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/10/2015	1.0	Modificar seção sobre extensões de caso de uso. Resolver problemas importantes.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur
06/10/2015	1.0	Limpeza final.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur
06/10/2015	1.0	Revisar fluxos alternativos.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur
06/10/2015	1.0	Resolver problemas importantes.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur

DiCont	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: Adicionar Medida Glicose	Data: 4/10/2015

Índice

1.	Breve Descrição	4
2.	Fluxo Básico de Eventos	4
3.	Fluxos Alternativos	4
3.1	<Área de Funcionalidade>	4
3.1.1	< A1 Primeiro Fluxo Alternativo >	4
3.1.2	< A2 Segundo Fluxo Alternativo >	4
4.	Subfluxos	4
5.	Cenários Chave	5
6.	Condições Prévias	5
6.1	< Condição Prévia Um >	5
7.	Condições Posteriores	5
7.1	< Pós-condição Um >	5
8.	Pontos de Extensão	5
8.1	<Nome do Ponto de Extensão>	5
9.	Requisitos Especiais	5
9.1	< Primeiro Requisito Especial >	5
10.	Informações Adicionais	5

DiCont	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: Adicionar Medida Glicose	Data: 4/10/2015

1. Breve Descrição

Esse caso de uso permite que o usuário adicione no sistema a medida de glicose que conferiu com seu aparelho medidor.

O agente que inicia o caso de uso é o próprio usuário, que no caso pode ser qualquer pessoa que deseje utilizar o aplicativo.

2. Fluxo Básico de Eventos

O caso de uso inicia quando o usuário seleciona o menu rápido, e em seguida “adicionar medida de glicose”.

2.1 Fluxo Básico – Adicionar Medida de Glicose

- 1.Usuário seleciona “adicionar medida de glicose”.
- 2.Sistema mostra os campos a serem preenchidos (data, hora, período do dia, medida e se quiser uma observação).
- 3.Usuário preenche os campos e aperta botão para inserir.
- 5.Sistema valida informações e caso de uso é finalizado.
- 6.Depois de inserida a medida, ela é apresentada sempre na tela principal como a última medida anotada.
7. Através da última medida, o sistema fará uma análise e dará um alerta se o nível de glicose estiver alto e irá sugerir aplicação da insulina de efeito rápido.

3. Fluxos Alternativos

1.Alterar Medida de Glicose

- 1.Usuário seleciona “adicionar medida de glicose” e depois “alterar medida”.
- 2.Os campos a serem alterados ficam a critério do usuário, que são os mesmos quando foi inserida uma medida.
- 3.Modificações feitas, usuário aperta botão para salvar e caso de uso é finalizado.

2.Deletar Medida de Glicose

- 1.Usuário seleciona “adicionar medida de glicose” e depois “deletar medida”.
- 2.Uma ou mais medidas são selecionadas e o botão de confirmar é pressionado.
- 3.Sistema salva e é finalizado o caso de uso.

4. Subfluxos

Não há subfluxos associados a este caso de uso.

DiCont	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: Adicionar Medida Glicose	Data: 4/10/2015

5. Cenários Chave

Não há cenários chave associados a este caso de uso.

6. Condições Prévias

6.1 Login

Antes do início desse caso de uso, o usuário deverá estar logado no sistema.

7. Condições Posteriores

Não existem condições posteriores associadas a este caso de uso.

8. Pontos de Extensão

Não existem pontos de extensão associados a este caso de uso.

9. Requisitos Especiais

Não existem requisitos especiais associados a este caso de uso.

10. Informações Adicionais

Não existem informações adicionais associadas a este caso de uso.