
Dev Story

DiCont

Especificação de Caso de Uso:
Gerar Relatório de Medidas de Glicose

Versão 1.0

DiCont	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: Gerar Relatório de Medida de Glicose	Data: 06/10/2015

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/10/2015	1.0	Modificar seção sobre extensões de caso de uso. Resolver problemas importantes.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur
06/10/2015	1.0	Limpeza final.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur
06/10/2015	1.0	Revisar fluxos alternativos.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur
06/10/2015	1.0	Resolver problemas importantes.	Breno, Lucas, Olivia, Thiago, Arthur

DiCont	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: Gerar Relatório de Medida de Glicose	Data: 06/10/2015

Índice

1.	Breve Descrição	4
2.	Fluxo Básico de Eventos	4
3.	Condições Prévias	4
4.	Condições Posteriores	4
5.	Pontos de Extensão	4
6.	Requisitos Especiais	4

DiCont	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: Gerar Relatório de Medida de Glicose	Data: 06/10/2015

Especificação de Caso de Uso: Gerar Relatório

1. Breve Descrição

Gera relatório de todas as medidas de glicose cadastradas. O principal agente é o usuário.

2. Fluxo Básico de Eventos

O caso de uso se inicia quando o usuário seleciona a opção “gerar relatório” no menu principal.

2.1 Fluxo Básico - Gerar Relatório

- 1 – Usuário seleciona a opção “gerar relatório” no menu principal.
- 2 – O sistema oferece duas opções: semanal ou mensal.
- 3 – Deverá ser fornecido o período desejado (qual o mês ou semana).
- 4 – Caso no período selecionado não tenha medidas cadastradas, o sistema irá requerir um novo período.
- 5 – O relatório será gerado com as medidas do período selecionado, salvando em um arquivo PDF no dispositivo.
- 6 – O sistema irá oferecer duas opções para o usuário: Abrir Relatório ou Enviar para E-mail.
- 7 – O usuário irá selecionar a ação desejada, e o fluxo se encerrará.

3. Condições Prévias

O usuário terá que estar logado no sistema, e deverá ter medidas cadastradas no período selecionado pelo usuário.

4. Condições Posteriores

O aplicativo de leitura de PDF será aberto caso o usuário deseje abrir o relatório. Caso o usuário selecione Enviar para E-mail, o aplicativo de e-mail será aberto. Caso o usuário aperte o botão de voltar, o sistema voltará para a página de gerar relatório, e salvará o PDF no próprio dispositivo.

5. Pontos de Extensão

Não há pontos de extensão associados a esse caso de uso.

6. Requisitos Especiais

Não há requisitos especiais associados a esse caso de uso